



Numéro d'article	063009
Prix HT	10,24 €
Prix TTC	12,39 €
Stock	sur commande

Description

Redigauz est un bas en jersey léger. Redigauz est idéal pour la fixation des bandages ou comme protection sous les plâtres

Disponible en différentes tailles

- 1,50cm - doigt
- 2,50cm - doigt + compression/pointe
- 3,50cm - main/bras enfant
- 5,50cm - jambe enfant, bras adultes
- 6,50cm
- 7cm - pattes adultes grandes