



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 020003       |
| <b>Prix HT</b>          | 4,38 €       |
| <b>Prix TTC</b>         | 5,30 €       |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

Compresse de gaze Selefa Optimia non stériles 30 mm peuvent être utilisées pour l'absorption, nettoyage des plaies, protection, désinfection ou comme tampon pour les plaies.

**Les compresse de gaze non stériles SELEFA Optimia sont fabriquées à base de fibres de coton blanchies respectueuses de l'environnement.**

Les compresse sont produits conformément à la norme EN-14079 pour obtenir une douceur et une capacité d'absorption optimales. Les deppers sont conçus pour offrir une excellente absorption des fluides et de l'exsudat des plaies ou des abrasions.

### Caractéristiques principales:

- Large éventail d'applications: nettoyage préopératoire de la peau, nettoyage des plaies, séchage, absorption, protection, etc.
- Gaze de coton blanchie au peroxyde sans chlore

- 100 % coton, faible peluchage
- Pré-traité avec du gaz EO
- Tissé à partir de 17 fils au cm<sup>2</sup>.
- Peut être stérilisé

A côté de nos compresses de gaze Selefa non stériles, nous proposons également des [compresses de gaze](#) stériles dans nos gamme.