



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 091006              |
| <b>Prix HT</b>          | 105,67 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 127,86 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

Perma-hand™ soie est une suture chirurgicale tressée noire non résorbable.

**Silk® est une suture torsadée non résorbable, fabriquée à partir de fibres de soie naturelle.**

Silk® est principalement indiqué pour les applications où des sutures non résorbables sont utilisées dans la pratique chirurgicale. Silk® est indiqué pour la chirurgie des yeux dans les tissus mous.

- Longueur: 75 cm
- diamètre du fil: 3-0
- couleur: noir
- 36 pièces par boîte