



| | |
|-------------------------|--------------|
| Numéro d'article | 091004 |
| Prix HT | 103,02 € |
| Prix TTC | 124,65 € |
| Stock | sur commande |

Description

Perma-hand™ soie est une suture chirurgicale tressée noire non résorbable.

Silk® est une suture torsadée non résorbable, fabriquée à partir de fibres de soie naturelle.

Silk® est principalement indiqué pour les applications où des sutures non résorbables sont utilisées dans la pratique chirurgicale. Silk® est indiqué pour la chirurgie des yeux dans les tissus mous.

- Longueur: 75 cm
- diamètre du fil: 4-0
- couleur: noir
- 36 pièces par boîte