



Numéro d'article	09466
Prix HT	10,07 €
Prix TTC	12,18 €
Stock	en stock

Description

Skin Stapler SMI est une machine de suture conviviale et fiable, spécialement conçue pour la suture de la peau dans les procédures médicales.

Spécifications

- Non réutilisable : cette machine à suturer est conçue pour un usage unique, ce qui garantit l'hygiène et la sécurité de chaque traitement.
- Emballage stérile : chaque agrafeuse est emballée individuellement dans un emballage stérile, ce qui minimise le risque d'infection.
- 35 agrafes : la machine est équipée de 35 agrafes, ce qui est suffisant pour refermer efficacement une petite plaie ou incision.

Contenu

Ce produit contient 35 agrafes stériles, assurant une fermeture efficace et ferme de la peau. Vendu par pièce.

Afbeeldingen

