



<b>Numéro d'article</b>	062040
<b>Prix HT</b>	38,65 €
<b>Prix TTC</b>	46,77 €
<b>Stock</b>	Plus que 2 en stock

## Description

Stockinette - Pansement à mettre sous plâtre.

Ce stockinet synthétique est une partie essentielle d'une pièce coulée de haute qualité et est destiné à être utilisé comme sous-couche pour toutes les applications de coulée standard.

- Il est hydrofuge et peut donc être utilisé avec le Soft Cast comme moule étanche.
- Convient à tous les matériaux de moulage, plâtre et plastique.
- Disponible en différentes largeurs pour répondre à vos besoins de coulée.