



Numéro d'article	020764
Prix HT	33,19 €
Prix TTC	40,16 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Suprasorb F est un pansement transparent auto-adhésif qui s'adapte de manière flexible aux contours difficiles du corps et offre un confort de port élevé.

Le pansement en aluminium transparent permet un contrôle facile de la plaie et protège le nouveau tissu épithélial des influences externes telles que les germes et l'humidité. Suprasorb F maintient l'environnement de la plaie humide, ce qui facilite la cicatrisation.

Suprasorb F peut être utilisé comme pansement secondaire dans le cadre du traitement antimicrobien régulier des plaies exposées à des infections. Le pansement transparent auto-adhésif est destiné à la prophylaxie (y compris les escarres) et à la fixation lors du soin des plaies.

Excellent confort de port grâce à une bonne et flexible adhérence.

- Facile à appliquer
- Très bon contrôle de la plaie grâce à la transparence du pansement film
- Protection efficace contre les influences extérieures telles que les bactéries
- Très bonne cicatrisation des plaies grâce à une perméabilité à l'air élevée
- Matière souple et souple
- Confort de port élevé
- Résistant à l'humidité

Domaines d'application du pansement Suprasorb F

Pour le soin des plaies non infectées, si elles sont faiblement exsudatives et superficielles.

Les indications

- ulcères artériels et veineux
- plaies postopératoires
- écorchures

Composition du produit

Feuille de polyuréthane, colle polyacrylate

Afbeeldingen

