



Numéro d'article	063015
Prix HT	13,60 €
Prix TTC	16,46 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

TG[®] bandage tubulair T5 : bras, jambe enfant, mollet T6 : jambe entière, bras (moyen)

Protection sans couture avec bandage froid multi-talent

Le pansement froid multifonctionnel est utilisé de différentes manières. D'une part, il est utilisé pour fixer les pansements et les matériaux de rembourrage et pour protéger la peau sous plâtre et bandages de compression. D'autre part, il peut être utilisé pour des indications dermatologiques afin de protéger les traitements de pommade. Ses propriétés flexibles le rendent également attrayant d'un point de vue économique.

L'élasticité prononcée et l'absence de coutures assurent un ajustement confortable, qui est maintenu même avec un mouvement continu et reste exempt de plis - quelle que soit la partie du corps qui protège le bandage froid.

Propriétés

- tricoté sans couture

- doux pour la peau
- de fils fins
- extensible dans le sens de la largeur
- pour installer un bras articulé
- aucune restriction
- vierges
- Stérilisable à la vapeur (121 °C) si nécessaire

Domaines d'application

- Bandage pour pansements en plâtre
- Pour une fixation rapide des bandages dans les endroits difficiles (tête, tronc, doigts, extrémités).
- Egalement pour la compression légère et la fixation de matériaux de rembourrage

Composition du produit

67% coton (blanchi), 33% viscose.