




Numéro d'article	090486
Prix HT	7,31 €
Prix TTC	8,85 €
Stock	en stock

Description

Vicryl est le fil de suture résorbable le plus couramment utilisé.

Vicryl garantit une bonne fermeture de la plaie en ajoutant un antiseptique à la suture.

- Vicryl a une excellente tolérance.
- Soutien tissulaire jusqu'à 30 jours
- Sa résorption par hydrolyse réduit considérablement la réaction tissulaire.
- Excellente manipulation.
- Le bouton est facile à utiliser.
- Equipé d'une aiguille d'adhérence 19 mm

Afbeeldingen
