



Numéro d'article	1800391
Prix HT	17,61 €
Prix TTC	21,31 €
Stock	en stock

Description

Lille Suprem Fit propose une solution pour les fuites urinaires modérées à sévères, adaptée aux besoins des personnes nécessiteux. Suprem Fit est également conçu pour protéger contre l'incontinence fécale.

Lille Suprem Fit est une gamme étendue de systèmes d'une seule pièce avec bande adhésive pour adultes et est spécialement conçue pour l'incontinence modérée à forte.

Les pansements Lille Suprem Fit sont les plus absorbants de toute la gamme. Ils sont sans latex pour prévenir les réactions allergiques. En choisissant les matières premières pour produire le SupremFit de Lille, il est fabriqué à partir d'une matière 100% respirante. Cela rend Lille Suprem Fit respirant et évite les irritations de la peau.

Lille Suprem Fit est super-absorbant contre les nuisances olfactives avec une couche de séchage.

Le Suprem Fit de Lille a une couche de soins à sec. Il accélère la diffusion de l'humidité

vers les couches profondes du bandage afin que la surface reste sèche. Cela donne à la personne qui le porte une sensation de sécheresse tout le jour et nuit. Le contrôle de l'humidité avec une échelle de temps pour une bonne indication de la saturation du pansement élimine le besoin de changer de pansement à des moments inattendus. Les odeurs gênantes sont neutralisées grâce à la très grande absorption de ce pansement. Grâce à sa ceinture confortable, le Lille SupremFit s'adapte également au physique du patient pour un plus grand confort. Sur le côté du voile adhésif se trouvent des indicateurs d'humidité qui deviennent bleus au contact de l'urine.

Disponible en différentes versions

Référence	Description	Taille	Absorption
LSFT7211BR	Regular+	80 - 130 cm	2440 m
LSFT7221BR	Extra+	80 - 130 cm	2650 m
LSFT7231BR	Super+	80 - 130 cm	2980 m
LSFT7241BR	Maxi	80 - 130 cm	3370 m