



Numéro d'article	1800351
Prix HT	12,71 €
Prix TTC	15,38 €
Stock	en stock

Description

Les Lille Suprem Form sont des inserts anatomiques qui sont généralement portés dans une culotte de fixation spéciale, la Lille Suprem Fix.

Les bandages anatomiques Lille Suprem Form sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité.

Ils offrent une protection efficace pour les problèmes d'incontinence modérée à sévère et sont conçus pour permettre un accès normal aux toilettes. Tous les produits de cette gamme ont une capacité d'absorption très élevée. Ils sont doux et confortables. Le patient se sent toujours sec et en sécurité.

Lille Suprem Form avec un meilleur ajustement anatomique et un système anti-fuite.

Les inserts Suprem Form de Lille ont une forme anatomique avec des bords anti-fuites élastiques. Le coussin absorbant à l'intérieur permet une absorption plus rapide de l'humidité dans la zone centrale et à l'arrière de la couche. Ces inserts ont également un

super-absorbeur qui augmente encore plus le pouvoir absorbant et neutralise également les odeurs gênantes. Malgré toutes ces caractéristiques, ces inserts restent discrets et confortables. De cette façon, la personne qui les porte conserve son estime de soi.

Disponible en différentes versions

Référence	Description	Taille	Absorption	
LSFM5121BR	Regular+	61 x 34 cm	1570 ml	
LSFM5141BR	Extra+	67 x 36 cm	2230 ml	
LSFM5161BR	Super+	70 x 36 cm	2740 ml	
LSFM5171BR	Maxi	70 x 36 cm	2920 ml	