

Poche à jambe HEKURA Comfort 500 ml Robinet en croix 10 pièces

08/10/2025 09:20:06



Numéro d'article	0176
Prix HT	26,95 €
Prix TTC	32,61 €
Stock	en stock

Description

Le sac à urine Urimed[®] pour les jambes 500ml :

- Non stérile
- Clapet anti-retour
- Longueur du tuyau 60cm réductible (connecteur séparé)
- Tuyau de grand diamètre 8mm
- Le tuyau n'est pas pliable
- Robinet unique à 1 main pour ouvrir et fermer
- Possibilité d'y connecter un deuxième sac (sac de nuit).
- Dos non-tissé pour un confort de port confortable