



Sondes à ballonnet FOLEY - CH18 - 2 voies - 10/30 ml -100 % silicone - par pièce (10)

08/10/2025 00:40:51



Numéro d'article	0170321
Prix HT	3,22 €
Prix TTC	3,90 €
Stock	en stock

Description

Sonde Résidence en Silicone - cathéters à ballonnet 2 voies Un tube à demeure est un tube mince qui est inséré dans la vessie et qui permet à l'urine de s'écouler. Pour maintenir le tube à demeure en place, on gonfle un ballon dans la vessie avec 10 ml d'eau. Un sac est attaché à l'extrémité du tube à demeure pour recueillir l'urine. Les sondes en latex doivent être changées chaque semaine. Une sonde en silicone peut rester en place plus longtemps (6 à 12 semaines).

- La durée d'utilisation est de 50 jours maximum.
- Fabriqué en silicone
- stérile emballé individuellement