



Numéro d'article	1805591
Prix HT	9,43 €
Prix TTC	11,41 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

TENA Pants Plus est conçu pour l'incontinence modérée à sévère. TENA Pants Plus pour hommes et femmes est un pantalon jetable doux et confortable. Le produit possède de nombreuses caractéristiques innovantes et offre une triple protection contre les fuites, les odeurs et une sensation d'humidité.

TENA Pants Plus avec deux canaux d'absorption qui absorbent et stockent rapidement l'urine.

Lorsqu'il est porté, le noyau flexible formé avec deux canaux d'absorption assure une absorption et un stockage rapides de l'urine. Loin du corps.

TENA Pants Plus est doté de bords anti-fuites pour une protection supplémentaire.

TENA Pants Plus offre une protection supplémentaire grâce aux anneaux anti-fuites, que la personne dont vous vous occupez soit debout, assise ou couchée.

Le neutralisateur d'odeurs réduit la formation d'ammoniac (odeurs).

Le neutralisateur d'odeurs réduit l'apparition des odeurs et assure ainsi une sensation de fraîcheur et plus de confiance.

TENA Pants Plus contient un matériau respirant pour un confort tout en douceur.

Le pantalon TENA est fait d'un matériau extensible doux et respirant qui laisse passer l'air pour un confort doux et une peau saine.

TENA Pants Plus est bien ajusté pour un meilleur confort.

TENA Pants Plus offre un bon ajustement et une forme fine et souple pour un meilleur confort.

TENA Pants Plus se présente sous la forme d'une solution d'emballage simple pour l'élimination.

Tena Pants Plus est doté d'une solution d'emballage sécuritaire qui facilite l'élimination du produit après usage.

TENA Pants Plus a un devant et un dos facilement reconnaissables.

Grâce à la ceinture colorée dans le dos, il est très facile de distinguer le devant et le dos. Cela rend le pantalon facile à mettre.

Disponible en différentes tailles

Taille	Circonférence de la hanche	Emballage
XXS	40 - 70 cm	4 x 14 pièces
XS	50 - 70 cm	4 x 14 pièces
S	65 - 85 cm	4 x 14 pièces
M	80 - 110 cm	4 x 14 pièces nouvel emballage Original
L	100 - 135 cm	4 x 14 pièces
XL	120 - 160 cm	4 x 12 pièces