



Numéro d'article	1805411
Prix HT	27,63 €
Prix TTC	33,43 €
Stock	en stock

Description

TENA Slip Ultima est conçu pour les pertes urinaires très importantes. TENA Slip Ultima avec ConfioAir est entièrement respirant, testé dermatologiquement et favorise donc une peau saine. TENA Slip Ultima est doté de rubans refermables pour que le produit soit facile à fixer et reste en place.

TENA Slip Ultima avec ConfioAir permet à la peau de respirer.

Les nouveaux côtés et l'extérieur respirant gardent la peau sèche pour plus de confort et une peau saine.

Les larges bandes Velcro de TENA Slip Ultima assurent un ajustement confortable.

Le produit pour l'incontinence est facile à fixer et réglable plusieurs fois pour un ajustement parfait, une protection et un confort.

La Slip Ultima de TENA est dotée d'un noyau rapide et super absorbante qui offre une protection contre les fuites.

La technologie FeelDry absorbe jusqu'à de grandes quantités d'urine dans le noyau. L'urine reste même sous pression dans le noyau et loin de la peau pour plus de confort. **La matière de TENA Slip Ultima est douce au toucher comme du coton pour un confort optimal.**

Matière qui ressemble au coton. Est doux et agréable sur la peau. **Le Neutralisateur d'Odeurs réduit l'apparence des odeurs.**

Le Neutralisateur d'Odeurs réduit le développement des odeurs et procure une sensation de fraîcheur et plus de confiance en soi.

TENA Slip Ultima contient un indicateur d'humidité qui indique quand le produit doit être remplacé.

Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le produit pour déterminer si un remplacement est nécessaire. L'indicateur d'humidité à l'extérieur du produit devient bleu au lieu de jaune lorsqu'il est temps de le remplacer. Un seul regard sur l'indicateur d'humidité suffit. **Elastiques à jambe ronde pour un ajustement parfait et une bonne protection.**

La taille élastique et l'élastique de jambe rond assurent un ajustement parfait et une bonne protection.

Le codage couleur Easy Select indique la capacité d'absorption.

La capacité d'absorption du pansement pour l'incontinence est indiquée par un code couleur et la taille est clairement imprimée sur le produit et l'emballage pour augmenter la reconnaissance.

Disponible en différentes tailles

Taille	Circonférence de la hanche	Emballage
M	73 - 122 cm	3 x 21 pièces
L	92 - 144 cm	3 x 21 pièces
XL	120 - 160 cm	3 x 18 pièces