



Numéro d'article	3707
Prix HT	12,93 €
Prix TTC	15,65 €
Stock	en stock

Description

Aiguille à stylo Unifine

Compatibles avec la plupart des stylos à insuline, ces aiguilles pour stylo allient technologie avancée et facilité d'utilisation, contribuant ainsi à améliorer l'observance et le bien-être général du patient.

Caractéristiques principales

- **Technologie d'aiguille ultra-mince** Les aiguilles du stylo sont ultra-minces, ce qui rend l'injection moins douloureuse et augmente considérablement le confort du patient. L'aiguille fine réduit également le risque de lésions tissulaires lors de l'injection.
- **Technologie d'affûtage avancée** Les aiguilles stylo Unifine sont conçues avec une technologie d'affûtage spéciale qui permet d'obtenir une pointe très aiguisée. La

pénétration de la peau se fait ainsi en douceur et nécessite moins de force, ce qui contribue à une expérience d'injection plus confortable.

- **Revêtement en silicone** L'aiguille est recouverte d'une fine couche de silicone pour réduire les frottements. Cela garantit une injection plus douce et minimise l'inconfort associé à la perforation de la peau.
- **Compatibilité** Les aiguilles pour stylo Unifine sont compatibles avec la plupart des stylos à insuline courants, ce qui signifie que les patients peuvent continuer à utiliser leur stylo actuel sans modifications supplémentaires.
- **Sécurité et hygiène** Chaque aiguille pour stylo est emballée de manière stérile et munie d'un capuchon protecteur pour éviter toute contamination. Cela garantit que chaque injection est hygiénique et sûre.

Avantages de l'aiguille Unifine Pen

- **Réduction de la douleur** Grâce à l'aiguille ultra-mince et à la technologie de broyage avancée, les patients ressentent moins de douleur lors des injections, ce qui contribue à réduire l'anxiété liée à l'injection et à améliorer l'observance.
- **Facilité d'utilisation** Les aiguilles pour stylo sont faciles à appliquer et à retirer du stylo à insuline, ce qui rend le processus d'injection rapide et sans problème. Ceci est particulièrement pratique pour les patients âgés ou les personnes ayant une dextérité manuelle limitée.
- **Meilleure absorption** Grâce à la précision et au tranchant de l'aiguille, l'insuline est administrée avec précision et régularité, ce qui garantit une meilleure absorption et une plus grande efficacité du médicament.
- **Grande compatibilité** La grande compatibilité des aiguilles pour stylo Unifine avec différents stylos à insuline en fait un choix polyvalent pour de nombreux patients diabétiques, éliminant ainsi la nécessité d'acheter du matériel supplémentaire.

Applications

- **Gestion du diabète** Les aiguilles pour stylo Unifine sont idéales pour une utilisation quotidienne par les patients diabétiques qui doivent s'injecter de l'insuline. Les aiguilles sont conçues pour rendre l'injection aussi confortable que possible, ce qui améliore l'observance.
- **Établissements de santé** Les hôpitaux, les cliniques et les cabinets de médecins généralistes peuvent utiliser les aiguilles à stylo Unifine pour administrer des injections d'insuline à leurs patients de manière sûre et efficace.