



Numéro d'article	012941
Prix HT	1,69 €
Prix TTC	2,04 €
Stock	en stock

Description

IV-Catheter - BD Insyte Autoguard Blood Control - 20G1 1/4 (1,1x30mm) Rose - par pièce

BD Insyte™ Autoguard™ Autoguard™ Cathéter de sécurité intraveineuse périphérique BC avec technologie de contrôle du sang.

- Il a été prouvé que la nouvelle technologie de contrôle sanguin réduit le risque de contact avec le sang de 95 %.
 - Ne nettoyez pas les éclaboussures de sang;
 - Pas de soucis à propos de l'arrêt du flux sanguin;
 - Pas de frais supplémentaires pour les produits de nettoyage.
- Il a été prouvé qu'en appuyant sur un bouton qui active le mécanisme de protection, le risque de blessures par piqûre d'aiguille est réduit de 95%.

- Fabriqué à partir du biomatériau BD Vialon™ - jusqu'à 70 % plus lisse dans les vaisseaux sanguins, ce qui permet un temps in-situ plus long.
- Aucune exposition à des agents pathogènes transmissibles par le sang.
- En réduisant considérablement les fuites de sang lors de l'insertion, le BD Insyte™ Autoguard™ BC peut réduire l'incidence de la contamination croisée. Pas de fuite signifie pas de sang sur les gants, les vêtements, les
- Chaussures, le linge de lit, les planchers ou l'équipement.

[Cliquez ici pour une vidéo de pratique](#)