



Numéro d'article	102352
Prix HT	62,45 €
Prix TTC	75,56 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Porte-aiguille autoclavable Mayo-Hegar, en acier inoxydable avec chas et serrure. Idéal pour tenir les aiguilles solidement lors du collage. En raison de sa forme mince et de sa tête courte, le porte-aiguille est particulièrement adapté à la pose de ligatures en profondeur dans la zone opératoire.

Caractéristiques du produit

- Matériau : acier inoxydable.
- Tête courte avec leviers structurés
- Rainure de sang à double face
- Conception droite
- Peut être désinfecté et stérilisé (autoclave et stérilisateur à air chaud)
- Pour l'emballage, le maintien et l'alimentation d'aiguilles et de fils chirurgicaux

Le distributeur d'aiguilles Mayo-Hegar est disponible en différentes longueurs.