



Numéro d'article	3722
Prix HT	12,93 €
Prix TTC	15,65 €
Stock	en stock

Description

Disponible en plusieurs tailles, la seringue Unifine - luer lock est idéale pour diverses procédures d'injection et d'aspiration. Elles permettent de prodiguer des soins optimaux aux patients dans diverses situations médicales, ce qui en fait un choix polyvalent et fiable.

Caractéristiques du produit

Cylindre : Polypropylène transparent pour une résistance et une durabilité accrues.
Embout : disponible avec un embout central, un embout latéral ou un embout pour cathéter pour différentes applications. Piston : Piston en polypropylène transparent avec mécanisme d'arrêt sans latex pour une utilisation sûre.

Contenu

Choisissez la seringue de votre choix. Livrée en boîte de 100. Vous en voulez plus ?

Indiquez alors plusieurs boîtes.

Afbeeldingen

