



Numéro d'article	010202
Prix HT	20,63 €
Prix TTC	24,96 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Seringue tuberculine Omnifix de 1 ml, stérile emballée individuellement, pour un dosage précis.

Dosage très précis

Cette seringue à tuberculine est utilisée pour le dosage précis d'un apport minimal de médicaments (ex: vaccins), d'héparine, ... Pour ces traitements, des seringues de petit volume sont nécessaires.

Seringue à tuberculine à classement fin

La seringue à tuberculine est finement graduée en dixièmes et centièmes de millimètre. Les seringues ont une échelle noire claire et facile à lire. Cette seringue omnifix a une connexion Luer. Les fines seringues en trois pièces sont à usage unique et sans aiguille.

[Les aiguilles d'injection peuvent également être commandées ici séparément en](#)

Comment utiliser une seringue à tuberculine

Ces seringues sont en trois parties et consistent en un cylindre en polypropylène avec un embout d'un côté auquel l'aiguille d'injection peut être fixée et le poussoir de l'autre. En tirant sur le piston, le liquide d'injection est aspiré d'une ampoule ou d'un flacon dans le réservoir via une aiguille de prélèvement fixée. Par la suite, après le perçage, le liquide est injecté dans le corps en poussant avec le pilon via une aiguille d'injection nouvellement insérée.

Propriétés

- Seringue à tuberculine avec embout Luer (= sans filetage)
- Fabriqué en polypropylène
- Cylindre transparent
- Marquage permanent
- Échelle claire et facile à lire de 0,01 ml
- Pilon avec double bague d'étanchéité pour une aspiration et une injection lentes; en matière synthétique naturelle, sans latex
- Haute qualité: qualifié selon ISO 10993
- Sans latex, conformément à la norme ISO 7886-1
- Stérile, emballé individuellement
- Boîte de 100 pièces