



<b>Numéro d'article</b>	010082
<b>Prix HT</b>	39,35 €
<b>Prix TTC</b>	47,61 €
<b>Stock</b>	Plus que 6 en stock

## Description

---

BD Plastipak™ : Seringue Luer Lock en trois parties sans aiguille La seringue BD Plastipak est une seringue en trois parties sans aiguille. Les 3 parties de la seringue BD sont : le corps, le piston et le joint du piston.

**La seringue BD Plastipak possède une pointe Luer Lock centrée.**

La seringue transparente permet un contrôle parfait de l'injection. Spécifications de la BD Plastipak™ Luer Lock seringues en trois parties sans aiguille :

- Seringue en trois parties : corps, piston et joint de piston
- Pour injection ou prélèvement d'échantillon
- Stérile, à usage unique
- Sans latex
- Zoder DEHP
- Catégorie I

- Conforme aux normes de la directive 93/42/CEE (pour applications médicales).

## Renseignements supplémentaires

Description	Emballage
1 ml	100 pièces
5 ml	125 pièces
10 ml	100 pièces
20 ml	120 pièces
30 ml	60 pièces
50 ml	60 pièces