

Afkoppelset port-a-cath

Inhoud / Contenu:

2 spuiten van 10 cc - 2 seringues de 10 cc
 1 Saline spuit van 10cc. - 1 seringue avec 10cc de Saline
 1 steriel kompres 5x5 cm - 1 compresse de gaze 5x5 stérile
 2 roze optreknalden (18G 1 1/2) - 2 aiguilles roses (18G 1 1/2).
 2 ontsmettingsdoekjes ind. verpakt.
 2 linges à désinfecter emballés séparément.
 1 Hypo-allergene pleister, Dermaplast spot rond 22mm
 1 steriel veld 40x45cm - 1 champ stérile de 40x45cm

Ref. 010088 - 1x Afkoppelset port-a-cath

Numéro d'article	010088
Prix HT	2,51 €
Prix TTC	3,04 €
Stock	en stock

Description

Set détachement port-a-cath. Disponible à l'unité selon 5.

Contenu

- 2 seringues de 10cc
- 1 seringue de sérum physiologique de 10cc
- 1 compresse stérile 5x5 cm
- 2 aiguilles roses (18G 1 1/2)
- 2 lingettes désinfectantes emballées séparément
- 1 sparadrap hypoallergénique, spot Dermaplast rond 22mm
- 1 champ stérile 40 x 45 cm