



Sterican aiguille hypodermique 23G x 60mm pour la thérapie neurologique (bleu) - 100 pièces

08/10/2025 09:30:28



Numéro d'article	010135
Prix HT	9,83 €
Prix TTC	11,89 €
Stock	en stock

Description

Aiguilles Sterican pour la neurothérapie - Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable chrome-nickel et surface lisse avec un léger revêtement en silicone. Caractéristiques:

- Fabriqué en acier inoxydable, chrome-nickel
- Aiguilles à paroi mince
- Surface lisse avec revêtement silicone léger
- Selon ISO 7864 et DIN 13097
- Commande longue ou courte à 3 facettes
- Connexion luer lock en polypropylène
- Code couleur (selon ISO 6009)

Description + Code de l'article

- STERICAN AIGUILLES 23GX60MM – réf.4665600
- STERICAN AIGUILLES 23GX80MM – réf.4665635