




Numéro d'article	010124
Prix HT	11,11 €
Prix TTC	13,44 €
Stock	en stock

Description

Aiguilles 20G2 3/4 (0.9 x70mm) jaune - la boîte de 100

- Selon ISO 7864 et DIN 13097.
- Aiguilles à paroi mince
- Fabriqué en acier inoxydable, chrome-nickel
- Surface lisse avec revêtement silicone léger
- Douleur minimale en cas de crevaisson
- Plastique transparent Luer-Lock
- Fabriqué en polypropylène (moyeu d'aiguille)
- Boîte de 100 pièces