



Numéro d'article	107611
Prix HT	21,21 €
Prix TTC	25,66 €
Stock	sur commande

Description

Lames stériles en acier inoxydable. Les couteaux sont emballés par 100 pièces dans une boîte. Les lames de bistouri sont disponibles en différentes tailles.

Propriétés de ces lames

- Idéal pour les coupes
- Matériau de haute qualité
- Stérile
- Pour usage unique
- Disponible en différentes tailles
- Emballage individuel

Couteaux disponibles

- N° 10 : Couteau chirurgical traditionnel à tranchant courbe pour les petites incisions dans la peau et les muscles.
- N° 11 : Bistouri triangulaire allongé à forte pointe. Idéal pour les incisions pendant les procédures chirurgicales.
- N° 12 : Petite lame pointue en forme de croissant, affûtée le long du bord intérieur de la courbe. Couteau à suture.
- N° 15 : Petit bord de coupe incurvé pour de petites incisions précises.
- N° 20 : Grand bord de coupe incurvé pour les procédures orthopédiques et de chirurgie générale.
- N° 21 : Grand bord de coupe incurvé avec dos plat et flou pour les procédures orthopédiques et chirurgicales.
- N° 22 : Large tranchant incurvé principalement pour les incisions en chirurgie cardiaque et thoracique.
- N° 23 : Lame pour faire de longues incisions.
- N° 24 : lame semi-circulaire pour faire de longues incisions, par exemple lors d'une autopsie.