



Artikelnummer	108343
Prijs excl. BTW	€ 112,25
Prijs incl. BTW	€ 135,82
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Deze curette lepel van de hoogwaardige Aesculap SQ. Line heeft een zeer scherp, ovaal en hol geslepen cup en is voorzien van een stevig handvat voor extra grip bij gebruik. Een curette is een chirurgisch instrument dat wordt gebruikt voor het scalpen of debrideren van biologisch weefsel. Volkmann curette Aesculap is verkrijgbaar in onderstaande afmetingen:

- Fig. 0000 = 2,8 mm
 - Aesculap: FK630R
- Fig. 00 = 4,4 mm
 - Aesculap: FK632R
- Fig. 1 = 6,8 mm
 - Aesculap: FK634NR - SQ.line
- Fig. 4 = 11,5 mm
 - Aesculap: FK632R

Voordelen

Niet alleen mooi voor het oog, maar ook erg comfortabel en efficiënt voor gebruikers.
Het ergonomisch design maakt écht het verschil.

- Optimale krachtoverdracht
- Veilige grip
- Minder belastend voor gewrichten
- Reduceert drukpunten
- Gemakkelijk reinigen
- Gemakkelijk visueel inspecteren
- Duurzaam en tijdbesparend