


AESCULAP Olsen-Hegar TC

Naaldvoerder met schaar - 14,6cm

08/10/2025 11:29:03



Artikelnummer	108332
Prijs excl. BTW	€ 206,42
Prijs incl. BTW	€ 249,77
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

De naaldvoerder van Olsen-Hegar is een slank instrument met vingergreep en vergrendeling. De naaldvoerder is bijzonder geschikt vanwege het geïntegreerde snijvlak voor chirurgische procedures die kunnen worden uitgevoerd zonder hulp. Door zijn korte kop wordt werken in een diep operatiegebied zeer eenvoudig. De twee hefboomen zijn gestructureerd om een stevige grip van de naald te garanderen. Aesculap is de grootste fabrikant van chirurgische instrumenten ter wereld.

Aesculap chirurgische instrumenten worden gebruikt in de top-ziekenhuizen over de hele wereld.

Voor de chirurg die het beste eist! Een stevige grip om de hechtnaald strak te houden.

- Multi-step kwaliteitscontrole
- Alle instrumenten zijn voorzien van wolframcarbide inserts
- Vergulde ringen

- Hard materiaal
- 14,6 cm