



Artikelnummer	108300
Prijs excl. BTW	€ 20,62
Prijs incl. BTW	€ 24,95
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De splinterpincet volgens Feilchenfeld van Aesculap heeft een breed greepgebied, waardoor de pincet stevig kan worden vastgehouden. De uiteinden zijn smal en puntig, zodat fijne splinters en vreemde voorwerpen goed kunnen worden vastgegrepen.

De producten van Aesculap zijn nauwkeurig afgewerkt wat zorgt voor een prettige werkwijze.

Gemaakt van het meest hoogwaardige kwaliteitsstaal voor een zeer lange levensduur. Nauwkeurig afgewerkt volgens de hoge kwaliteitseisen van fabrikant Aesculap (B.Braun) waardoor deze pincet bijzonder goed en prettig functioneert. De pincet is gemakkelijk te reinigen wat de hygiëne enkel ten goede komt.

Producteigenschappen

- Materiaal: chirurgisch RVS
- Volgens Feilchenfeld
- Smalle uiteinden

- Recht model
- Lengte: 115 mm