

Artikelnummer	010110
Prijs excl. BTW	€ 13,35
Prijs incl. BTW	€ 16,15
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Pennaalden Betica: meer injectiecomfort en een betrouwbare toediening voor u en uw cliënt.

Het vraagt veel toewijding en discipline om diabetes goed te managen

Goed zelfmanagement is belangrijk om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden. Betrouwbare diabetes hulpmiddelen zijn daarbij essentieel. Dat inspireerde ons om een nieuw merk voor diabetes hulpmiddelen te ontwikkelen: Betica. Bij Betica gaan we voor kwaliteit. Kwaliteit van grondstoffen én in het productieproces. Dit betekent dat we alleen hoogwaardige stoffen gebruiken en iedere pennaald mechanisch controleren, voor meer injectiecomfort en een betrouwbare toediening. Betica pennaalden zijn geschikt voor alle gangbare insulinepenen.

Betica pennaalden: betere doorstroming van de insuline

Het is belangrijk dat de insuline zo soepel mogelijk doorstroomt bij de injectie. Ook draagt dit bij aan meer injectiecomfort en een kortere injectieduur. Daarom hebben de nieuwe Betica-pennaalden een extra dunne naaldwand, zo is de binnenste diameter zo groot mogelijk in verhouding tot de dikte van de pennaald.

Huidschade en pijn zoveel mogelijk beperken

Een injectie met zo min mogelijk pijn is nog zo prettig. Daarom schenken we veel aandacht aan het injectiecomfort. Voor beide naalden maken we gebruik van Quintapoint: een vijfvoudig geslepen naaldpunt. Deze scherpe naald zorgt voor een goede penetratie van de huid en beperkt de huidschade. Dit zorgt voor maximaal comfort

bij de injectie. Ook [insulinespuiten met naald](#) kan u bij ons verkrijgen.