



Artikelnummer	104855
Prijs excl. BTW	€ 254,92
Prijs incl. BTW	€ 308,45
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

HSW Oorspuit professional quality. Volledig metalen injectiespuit met 3-rings handvat.

De oorspuit ligt gemakkelijk in de hand om goede kracht te kunnen geven tijdens het reinigen van de oor.

- metalen cilinder en zuiger kunnen worden vervangen
- kan volledig worden gedemonteerd en is gemakkelijk te reinigen
- autoclaveerbaar bij 134°C of 273°F
- wordt geleverd met rechte en olijf canule en spatscherm

Inhoud: 125 mL