



Artikelnummer	108108
Prijs excl. BTW	€ 6,88
Prijs incl. BTW	€ 8,32
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Knie gebogen roestvrij stalen verbandscharen.

Dankzij een afgerond speciaal uiteinde aan het onderste blad, knipt u met deze verbandschaar snel en veilig verbanden door.

Zelfs bij direct contact met het lichaam glijdt de Lister-verbandschaar moeiteloos over de huid, zonder de patiënt te verwonden.

- 2 tandloze schaarbladen
- Scherp geslepen snedes
- Kenmerkende hoek van de schaarbladen met de handgreep, zodat de verbandschaar goed is vast te houden.
- [Ook verkrijgbaar met lengte: 18 cm](#)

Afbeeldingen

