



Artikelnummer	01318
Prijs excl. BTW	€ 90,52
Prijs incl. BTW	€ 109,53
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De NeutraClear connector (doosje van 40 stuks) biedt de voordelen van een design met interne stompe canule, met verbeterde integriteit van de afsluiting.

1. Geleidende afsluitingsring Helpt de integriteit van het silicone in stand houden. Zorgt voor een betere afsluiting van het split septum na herhaalde activaties.
2. Gemakkelijk te desinfecteren Een glad, gemakkelijk te reinigen oppervlak helpt het risico op binnendringen van bacteriën beperken.
3. Split septum Bij gebruik van naaldloze systemen kan een split septum een betere keuze zijn.
4. Doeltreffend flushen Door de doorschijnende vloeistofdoorgang kunnen de gezondheidswerkers zien of ze doeltreffend te werk gaan en een inefficiënte flushtechniek meteen corrigeren.
5. Geoptimaliseerde vloeistofdoorgang De rechte vloeistofdoorgang van de canule zorgt voor laminaire stroming en vlot flushen.

6. Compact, licht design Geschikt voor gebruik in de neonatologie en de pediatrie. Gemakkelijk te hanteren door gezondheidswerkers.
7. Interne stompe canule Ontworpen voor minimaal contact tussen de buitenkant van de connector en de vloeistofdoorgang bij lueractivatie.

De NeutraClear connector beschikt over een naaldvrije connector met neutrale verplaatsing. Wordt verkocht per doosje van 40 stuks!