



Artikelnummer	108127
Prijs excl. BTW	€ 31,35
Prijs incl. BTW	€ 37,93
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Naaldhouder van Olsen-Hegar met brilgreep, doorgestoken scharnier en slot. Hij is volgens een pincet uitgevoerd, recht en heeft een wafelpatroon op de kaken. Het scharnier is doorgestoken uitgevoerd. Aan het einde bevindt zich een slot met sluiting. Geschikt om te werken in de diepte bij een relatief kleine opening van het operatieveld. De relatief lange, slanke naaldhouder garandeert een veilige begeleiding van de naald zonder beperking van het uitzicht op het operatiegebied.

Productkenmerken

- Korte kop met geïntegreerd snijvlak
- Gestructureerd hefbomen met bloedgroef
- Met vergrendeling
- Slank model
- Vingergreep
- Materiaal zonder hard metaal

- Kan worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd