



Artikelnummer	103007
Prijs excl. BTW	€ 34,24
Prijs incl. BTW	€ 41,43
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De scherpe lepel van Volkmann is een chirurgisch instrument dat kan worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd. De scherpe lepel heeft een bijzonder dik handvat en is verkrijgbaar in verschillende lepelgroottes.

Eigenschappen Scherpe lepel Volkmann

- Chirurgisch instrument met één functiekop
- Scherp geslepen lepelrand
- Dik handvat voor goede grip
- Kan worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd
- Lengte: 17 cm
- Verkrijgbaar in verschillende lepelgroottes (zie afbeelding)

Scherpe lepels van Volkmann worden gebruikt in de tandheelkunde, maar vaak ook in de gynaecologie en de dermatologie. In de dermatologie wordt de scherpe lepel bijvoorbeeld gebruikt voor de verwijdering van wratten (verrucae) en keratosen. Maat 1:

6,8mm Maat 0: 5,2mm