



Artikelnummer	020721
Prijs excl. BTW	€ 43,60
Prijs incl. BTW	€ 52,76
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Statlock PICC plus fixatiesysteem - 5 stuks - PIC0220CE

STATLOCK PICC Plus is een fixatiehulpmiddel voor perifeer ingebrachte centrale catheters.

Het fixatiehulpmiddel bestaat uit een vleugelvormig fixatiepleister met geïntegreerde kunststof catheterhouder. De fixatiepleister is gemaakt van ademend tricot en voorzien van een huidvriendelijke kleeflaag. De catheterhouder is een glijpoort met zijdelingse klemmetjes waar de catheter inglijdt. De catheterfixatiehulp beperkt de beweging van de catheter. Specificatie:

- vleugelvormig fixatiepleister van ademend tricot

- geïntegreerde catheterhouder, glijpoort van kunststof met zijdelingse klemmetjes
- huidvriendelijke kleeflaag
- beperkt beweging catheter

Toepassing: voor de veilige fixatie van perifeer ingebrachte centrale catheters

Afbeeldingen

