



Artikelnummer	101108
Prijs excl. BTW	€ 28,85
Prijs incl. BTW	€ 34,91
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Pincet Stieglitz

Splinterpincet uit roestvrij staal.

Met deze Stieglitz pincet kunt u fijne splinters heel goed vastnemen, de klem zorgt ervoor dat u de splinterpincet kunt blokkeren en zo de greep op de splinter kunt blijven vasthouden.

- Volgens Stieglitz
- Gebogen model
- Lengte: 13.5 cm