

Artikelnummer	107615
Prijs excl. BTW	€ 0,25
Prijs incl. BTW	€ 0,30
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De Stitch cutter van Swann Morton wordt voor het snijden van hechtingen gebruikt. De afgeronde tip van de stitch cutter is ideaal voor het snijden van modern hechtmateriaal. Het ongemak van de patiënt wordt geminimaliseerd door deze stitch cutter. Het mesje veroorzaakt geen schade aan de huid.

Deze steriele stitch cutter is een handige steek mes.

Deze stitch cutters worden onder andere in klinieken, in EHBO afdelingen , in ziekenhuizen en in dokterspraktijken gebruikt.

Eigenschappen van de Stitch Cutter

- Voor het snijden van hechtingen
- Afgeronde, stier neus tip
- Minimale ongemak
- Geen schade aan de huid
- Uit koolstofstaal
- Steriel
- Individueel verpakt