



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 3726        |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 6,87      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 8,31      |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

De Unifine spuit - luer lock is verkrijgbaar in diverse afmetingen en ideaal voor verschillende injectie- en aspiratieprocedures. Ze ondersteunen de optimale patiëntenzorg in uiteenlopende medische situaties, waardoor ze een veelzijdige en betrouwbare keuze zijn.

### Productkenmerken

- Cilinder: Transparant polypropyleen voor extra stevigheid en duurzaamheid.
- Tip: Beschikbaar met centrale tip, zijtip of kathetertip voor verschillende toepassingen.
- Plunjer: Doorzichtige polypropyleen plunjer met latexvrij stopmechanisme voor veilig gebruik.

### Inhoud

Kies je gewenste spuit. Wens je meer stuks dan het aantal stuks per doos? Duid dan

meerdere dozen aan.