



| | |
|-----------------|-------------|
| Artikelnummer | 170092 |
| Prijs excl. BTW | € 26,76 |
| Prijs incl. BTW | € 32,38 |
| Voorraad | op voorraad |

Omschrijving

Accu-Chek[®] Safe-T-Pro Plus is een diepte-instelbare houder voor het prikken van capillair bloed uit de vingertop voor het meten van het bloedglucosegehalte. Met de Accu-Chek[®] Safe-T-Pro Plus bent u zeker van:

- Comfort 3 instelbare prikdieptes voor een grotere flexibiliteit en meer comfort voor uw patiënt. Het gewenste bloedvolume wordt gemakkelijk bekomen. De huid wordt zeer snel doorprik (in 3 milliseconden) waardoor ze geen beschadiging oploopt. Het drievlaks geslepen naaldpunt zorgt voor een optimale huidpenetratie en garandeert een nagenoeg pijnloze prik.
- Hygiëne en veiligheid Door het éénmalige gebruik is er geen gevaar voor kruisbesmetting. Het lancet wordt automatisch uit de huid teruggetrokken voor een optimale veiligheid. Het uniek prikmechanisme sluit ongewild prikken uit.
- Gebruiksgemak Met zijn T-vormig design is hij eenvoudig te hanteren en gemakkelijk aan te leren.