



Artikelnummer	159220
Prijs excl. BTW	€ 165,15
Prijs incl. BTW	€ 199,83
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Babyweegschaal met open weegvlak - ADE M112600 Lichte babyweegschaal met een groot weegvlak, voor zuigelingen en kleine kinderen.

Draagbare weegschaal die ideaal is voor artsen en zorgverleners die huisbezoeken afleggen.

Gebruiksvriendelijk dankzij een duidelijk display van 30 mm en een eenvoudige bediening met drie knoppen. Een netadapter is inbegrepen. [Tas met riem apart verkrijgbaar onder ref.159221.](#)

Functies:

- Tarra
- Automatisch behoud van weergave
- Verandering kg/lb

- Automatische reset
- Indicatie lege batterij
- International range
- Groot LCD scherm, 30 mm
- Meting mogelijk in kg en in lbs (te selecteren)
- Tarra en meervoudige tarra functies
- Geheugen en oproep functies
- Valt automatisch uit
- Extra groot: veilig en comfortabel

Technische specificaties:

- Meetbereik: 20 kg
- Gradatie: 5 g
- Afmetingen: 600 x 385 x 85 mm
- Gewicht: $\pm$ 2,6 kg
- Babyschaal: 600 x 280 x 40 mm
- Elektrische voeding: batterijen (4x AA niet inbegrepen) en netstroom (adapter incl.)