



Artikelnummer	125202
Prijs excl. BTW	€ 3,91
Prijs incl. BTW	€ 4,73
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De digitale thermometer is een compacte, accurate en duurzame apparaat. Deze digitale thermometer kan voor de hele familie gebruikt worden. De thermometer geeft de mogelijkheid om de temperatuur in de oksel (axillair) of onder de tong (oraal) te meten. Een rectale meting wordt aanbevolen bij kinderen wanneer de axilaire methode hinderlijk is.

De thermometer geeft de snelle resultaten op het scherm weer.

Het einde van de meting wordt door een bieptoon signaleerd. Deze digitale thermometer heeft een ABS omhulsel dat niet even snel breekt als een glazen kwik thermometer.

Eigenschappen van de digitale thermometer:

- Voor gebruikt in de mond, oksel of rectaal

- Compact en lichtgewicht thermometer
- Nauwkeurig (Accuraat +/-0.1)
- Resultaten na +/- 1 min.
- Duidelijk afleesbaar scherm
- Bieptoon op het einde van de meting

Technische specificaties:

- Meetbereik: 32.0°C – 42.0°C
- Voeding: 1.5V LR41 batterij
- Afmetingen : 132mm x 22mm x 12mm
- Gewicht : 12 gr