



Artikelnummer	124038SEBN
Prijs excl. BTW	€ 303,91
Prijs incl. BTW	€ 367,73
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De Cardiology IV™ stethoscoop biedt verbeterde akoestische eigenschappen, een nieuw ontwerp en nieuwe materialen en technologie. De nieuwe 3M™ Littmann® Cardiology IV™ stethoscoop werd op de markt gebracht in maart 2016. De Cardiology IV stethoscoop is een aantrekkelijk en veelzijdig alternatief voor duizenden gebruikers van de Cardiology III stethoscoop.

De 3M™ Littmann® Cardiology IV™ stethoscoop onderscheidt zich door de volgende kenmerken en voordelen:

- Uitstekende akoestische prestaties
- Het uit 1 stuk gegoten Cardiology IV™ instelbare membraan leidt tot betere hoorbaarheid van hoogfrequente geluiden.

- Instelbare membranen aan zowel de zijde voor volwassenen als aan de pediatrische zijde van het borststuk.
- Membraan uit 1 stuk wat er voor zorgt dat deze makkelijk te bevestigen en te reinigen is vanwege het gladde oppervlak.
- Open kelk veelzijdigheid vanwege de mogelijkheid aan de pediatrische zijde het membraan te vervangen door een anti-koude ring.
- Nieuwe generatie slang gaat langer mee met verbeterde weerstand tegen huidoliën en alcohol en minder kans op vlekken.
- Met precisie vervaardigd borststuk en daardoor minder hoekige vormen. De steel fungeert als indicator welke functie openstaat.

De geluiden die nauwelijks waarneembaar zijn, zijn vaak de belangrijkste.

Zorg voor een persoonlijke toets door het uitgebreid gamma aan kleuren.