

Littmann Classic II Stethoscoop - Pediatric - Zwart

08/10/2025 14:53:34



Artikelnummer	124046
Prijs excl. BTW	€ 126,36
Prijs incl. BTW	€ 152,90
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De Littmann[®] Classic II Pediatric stethoscoop is voorzien van een 1-inch traditionele kelk gecombineerd met een zwevende membraan. Ontworpen om de akoestische kwaliteit te leveren, waarvoor de Littmann[®] Stethoscopen bekend staan, specifiek voor kinderen.

3M[™] Littmann[®] stethoscopen zijn met zorg en aandacht ontwikkeld en bieden hoogwaardige kwaliteit voor kleine patiënten.

Kleine patiëntjes verdienen immers de beste verzorging en aandacht.

- Uniek ontwerp voor kleinere lichamen met een open kelk van 2,5 cm aan de ene kant, gekoppeld aan een traditioneel membraan aan de andere kant.
- Een beoordeling van 7 op een schaal van 1-10 voor prestaties voor zijn akoestische kwaliteiten.
- Anatomisch comfort en uitstekende akoestische isolatie met gepatenteerde 3M™ Littmann® stethoscoop. Snap Tight Soft-Sealing oordopjes
- Uitstekende geluidsoverdracht door de anatomisch gevormde oorbeugel met strategische hoek die perfect in de gehoorgang past.
- De duurzaamheid wordt aangetoond door het feit dat de oorbeugel een miljoen keer zonder probleem gebogen kan worden.
- Het comfort van de patiënt wordt verzekerd bij gebruik van de antikoudemof en het membraan

Voeg een persoonlijke noot toe door een slang en borststuk te kiezen in een kleur die bij u past. Er is een ruime keuze.

Afbeeldingen

