

Littmann Herstelkit voor Classic II Infant (membraan + 2 ringen)

08/10/2025 00:16:46



Artikelnummer	124073
Prijs excl. BTW	€ 17,42
Prijs incl. BTW	€ 21,08
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Littmann Herstelkit voor Classic II Infant. (Inhoud: instelbaar membraan + 2 ringen)

Littmann kwaliteit en betrouwbaarheid in één herstelkit

De 3M Littmann stethoscopen bieden de hoogste kwaliteit die verwacht wordt door gezondheidsmedewerkers. Alle onderdelen en toebehoren moeten aan dezelfde eisen voldoen. Elk Kit komt overeen met één van onze Littmann modellen stethoscopen. De onderdelen voor stethoscopen en accessoires worden gebruikt voor eenvoudige reparaties. Elk item wordt zorgvuldig vervaardigd om perfect te passen bij uw Littmann stethoscoop.

Ring en een instelbaar membraan voor elke zijde

De stethoscopenonderdelen kit voor de 3M Littmann Classic II Infant bevat 2 ringen en een instelbaar membraan voor het borststuk.

Afbeeldingen

