

Artikelnummer	000501
Prijs excl. BTW	€ 116,87
Prijs incl. BTW	€ 141,41
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Bij spirometrie testen worden neusknijpers gebruikt. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar longaandoeningen. De lucht die wordt uitgeblazen door de mond wordt bevorderd door het gebruik van een neusknijper.

De spirometrie test met neusknijpers

Voor het ondergaan van een onderzoek met een spirometer wordt gebruik gemaakt van een neusknijper. Hierdoor kan de cliënt niet meer door zijn of haar neus ademen, wat bevorderlijk is voor een correcte meting van de spirometer. 1 doos bevat 100 neusknijpers