

OMRON IntelliWrap-manchet - M/L (22 - 42cm) - Voor Comfort-modellen

07/10/2025 22:06:01



Artikelnummer	313935
Prijs excl. BTW	€ 39,64
Prijs incl. BTW	€ 47,96
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

De unieke Omron Intelli Wrap Manchet-technologie maakt een eind aan de onnauwkeurigheid als gevolg van foutief omleggen van de bloeddrukmetermanchet. Dit is een van de meest voorkomende oorzaken van meetfouten bij bloeddrukmeting thuis. Intelli Wrap vermindert het effect dat onjuist aanbrengen van de manchet heeft op de nauwkeurigheid van de bloeddrukmeting enorm. De voorgevormde manchet is gemakkelijk met een hand om te leggen, waardoor het meten van uw bloeddruk nog gemakkelijker wordt. Deze Omron manchet past op alle Omron Comfort bloeddrukmeters.