



Artikelnummer	313905
Prijs excl. BTW	€ 78,39
Prijs incl. BTW	€ 94,85
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Met deze bloeddrukmeter kan de gebruiker zijn/haar gezondheidstoestand bewaken door de bloeddruk en de bloedsomloop nauwkeurig in de gaten te houden. Voor weinig geld biedt de OMRON RS2 een maximum aan mogelijkheden voor bloeddrukmeting aan de pols. Gevoelige sensoren bieden een waardevol inzicht in de status en de gezondheid van de bloedsomloop. Bloeddruk meten aan de pols wordt eenvoudiger. Op de display is duidelijk te zien of de manchet correct is aangelegd, zij het links of rechts. De indicator voor hoge bloeddruk waarschuwt wanneer het niveau van de bloeddruk buiten de algemeen aanvaarde normen (135—85 mmHg) valt. Een detector voor onregelmatige hartslag waarschuwt wanneer ritmestoornissen worden waargenomen. Dit zijn eenvoudige maar vitale beveiligingen van de gezondheid.

Karakteristieken Omron RS2

- Hypertensie-indicator (icoon op het scherm)
- Detectie van onregelmatige hartslag (icoon op het scherm)

- Weergave meetresultaat: grafisch en matrix
- Intellisense™ technologie
- Geheugen voor 30 metingen
- Cuff wrapping guide (icoon op het scherm)
- Klinisch gevalideerd
- Voor een polsometrek van 13,5 tot 21,5 cm
- Grote display (36 x 39 mm)
- Volautomatische meting
- Opbergtas
- Batterijen inbegrepen

Technische gegevens Omron RS2

- Display: Digitaal LCD scherm
- Meetmethode: Oscillometrische methode
- Meetbereik - druk: 0 t/m 299 mmHg, hartslag: 40 t/m 180/min
- Nauwkeurigheid:Druk: binnen ± 3 mmHg
- Nauwkeurigheid Hartslag: $\pm 5\%$ van de weergegeven waarde
- Oppompen: Automatisch met pomp
- Leeglopen: Automatisch snelle ontluchting
- Geheugen: 2 “AAA” alkalinebatterijen (LR03) van 1,5 V
- Levensduur batterij: Ca. 300 metingen bij gebruik van alkaline batterijen
- Toegepast onderdeel: Type B
- Elektrische veiligheid: ME-apparaat met interne voeding
- Bedrijfstemperatuur: +10 tot +40 °C- vochtigheid max. 30 tot 85 % RV
- Opslagtemperatuur: -20 tot +60 °C - vochtigheid/ max. 10 tot 95 % RV - luchtdruk 700-1060 hPa
- Afmetingen van het. apparaat 78 x 60 x 21 mm (zonder polsmanchet)
- Gewicht van het apparaat ± 101 g (zonder batterijen)
- Meetbare armometrek 13,5 tot 21,5 cm
- Materiaal van de manchet Polyester & nylon
- Inhoud van de verpakking: Bloeddrukmeter, opbergdoos, set batterijen, gebruiksaanwijzing, garantiokaart