



Artikelnummer	313906
Prijs excl. BTW	€ 104,27
Prijs incl. BTW	€ 126,17
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Omron RS7 Intelli IT-polsbloeddrukmeter met positioneringssensor en Bluetooth-verbinding voor gebruik thuis of onderweg. De Omron RS7 Intelli IT is het nieuwe model polsbloeddrukmeter van Omron. Door gebruik van verschillende hoogstaande technieken kan de bloeddruk betrouwbaar en accuraat gemeten worden.

Een bloeddrukmeter helpt een hoge bloeddruk te diagnosticeren en controleren.

Het opnemen van uw bloeddrukmetingen moet niet beperkt blijven tot wanneer u dat kunt, thuis. De RS7 Intelli IT helpt u de hele dag door de controle te behouden - zelfs als u onderweg bent. Dankzij het kleine formaat en de vrijwel geruisloze pomp kan hij overal discreet worden opgeslagen en gebruikt.

De Omron RS7 Intelli IT polsbloeddrukmeter kan risico's voor hart en bloedvaten helpen detecteren.

Specificaties

- Polsbloeddrukmeter
- Polsmanchet 13,5 - 21,5 cm
- Geheugen: 2 gebruikers x 100 metingen
- Gemakkelijk afleesbare kleurindicator voor hoge bloeddruk
- Bloeddrukindicator
- Functie voor gemiddelden
- Detectiesysteem voor onregelmatige hartslag
- Lichaamsbewegingsdetectie
- Geavanceerde positie sensor
- Klinisch gevalideerd met obesitasvalidatie
- Intellisense-technologie
- Beroertepreventie
- Lengte: 9 cm
- Hoogte: 11,8 cm
- Diepte: 9 cm

Inhoud van de verpakking

- RS7 Intelli iT bloeddrukmeter
- Batterijen en opbergetui
- Gebruiksaanwijzing
- Instructies voor instellen van Omron Connect
- Bloeddrukpas

Het apparaat is compatibel met Omron Connect. Een overzicht van smartphones die getest zijn met Omron connect kan u [hier](#) raadplegen.