

Seca 804 - Digitale weegschaal met lichaamsanalyse (BMI-berekening)

08/10/2025 03:59:41



Artikelnummer	159018
Prijs excl. BTW	€ 89,65
Prijs incl. BTW	€ 108,48
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De Seca 804 digitale weegschaal is meer dan een weegschaal. Het is een weegschaal dat niet alleen je gewicht meet, maar ook een volledige lichaamsanalyse (BMI-berekening) maakt.

Verschillende gebruikers

Voor een nauwkeurige analyse vraagt de seca 804 vóór elke meting enkele persoonlijke parameters, zoals lichaamslengte, geslacht en lichaamsbouw. Deze gegevens kunnen

eenvoudig worden ingevoerd via het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel. Aan de hand daarvan berekent het toestel automatisch de BMI. De weegschaal kan tot vier gebruikersprofielen opslaan en herkent elke gebruiker automatisch bij het opstappen. Voor incidenteel gebruik is er bovendien een praktische gastmodus beschikbaar, zonder dat gegevens bewaard blijven.

Productkenmerken

- Nauwkeurige gewichtsbepaling (per 100 g)
- Lichaamsanalyse: meet vetpercentage, vochtgehalte en BMI
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Groot en helder LCD-display
- HOLD-functie: meetwaarde blijft zichtbaar na het afstappen
- Automatisch in- en uitschakelen met tip-on functie
- Eenheden instelbaar: kg / lbs / st
- Zijpaneelbediening: hygiënisch en beschermd tegen vuil
- Robuuste kunststof behuizing

Technische specificaties

- Afmetingen: 31,5 x 4,4 x 30 cm (B x H x D)
- Gewicht: 1,3 kg
- Werkt op 4 AAA-batterijen

Afbeeldingen

