

Thermoval Digitale thermometer - Standaard (Resultaat binnen 1 minuut)

08/10/2025 15:31:31



Artikelnummer	125199
Prijs excl. BTW	€ 10,40
Prijs incl. BTW	€ 12,58
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Thermoval Classic[®], digitale koortsthermometer met maximumsysteem en extra groot display.

Betrouwbare en eenvoudige thermometer voor het opmeten van koorts.

- Meettijd ongeveer 1 minuut.
- Akoestisch signaal geeft gebruiksgereedheid en einde van meettijd weer.
- Geheugenfunctie, geeft de laatst gemeten waarde weer.
- Schakelt automatisch uit, waterdicht.
- Kan ontsmet worden.
- Met vervangbare batterij met lange levensduur. Voor meting van axillaire, orale en rectale temperatuur.
- Met beschermhuls.